

- **Nombre:** CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA STANDARD
- **Marca:** C4
- **Modelo:** CSB 120, FLC 85
- **Clasificación por riesgo:** NO APLICA
- **Clasificación por uso:** NO APLICA

## Uso y manejo.

Cuando la cabina ya este lista para funcionar proceda a realizar una limpieza general con la finalidad de eliminar partículas de polvo acumulado durante el transporte. Para esto se debe seguir las instrucciones de limpieza y desinfección. Posteriormente se debe dejar por primera vez en funcionamiento al menos un día antes de iniciar algún procedimiento en ella para observar el adecuado funcionamiento de la cabina

## Limpieza y desinfección.

- De acuerdo a la recomendación de la norma NSF 49, el proceso de limpieza y desinfección al interior de la cabina debe realizarse alcohol etílico al 70% por su efectividad y no daña el material de la superficie de trabajo que es acero inoxidable
- Se debe desarrollar un protocolo de limpieza y desinfección de acuerdo a las normas de bioseguridad en laboratorio y normatividad de la institución donde se encuentra la cabina.

## ¿Que hacer en caso de falla?

Comuníquese con las líneas telefónicas estipuladas.

## Tecnovigilancia .

NO APLICA

